

FICHE PRODUIT



Moniteur LCD couleur MDD, Modèle LMD-2140MD

Référence : SON-LMD-2140MD

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Montage standard VESA

Dimensions: 506(L) x 444(H) x 119(P)mm

Poids: Consommation: 0,5 A / 240 V CA.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-lcd/2817-moniteur-lcd-couleur-mdd-modele-lmd-2140md.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com