


**FICHE PRODUIT**



## Pipette ps sterilin 5ml stérile unitaire

Référence : STE-P5S1B

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Pipettes plastique Sterilin 0,1ml, -2,0ml, stérile/1;

- Pour usage général de laboratoire;
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- Couleur Bleu;
- Longueur 275mm;
- En polystyrène cristal;
- Graduations:
  - noires, nettes et résistantes,
  - négatives,
  - inversées qui permettent un double système de lecture: volume délivré + volume restant;
- Précision:  $\pm 1\%$ ; \* Arrêt de sécurité: coton cardé; \* Code couleur normalisé sur la pipette;

#### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- 4 conditionnements:
  - stérile unitaire / emballage papier pelable,
  - stérile unitaire / sachet polyéthylène,
  - stérile multiple par 25 pièces ou par 50 pièces,
  - non stérile en sachet multiple;
- Version pointe "courte" pour les manipulations sous hotte;
- Nombre de parties: 2;
- Conditionnement: 4 x 50;
- Condition minimum de vente: 200.

## Conformité et garantie



### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-sterilin/2818-pipette-ps-sterilin-5ml-sterile-unitaire.html>



### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com