


**FICHE PRODUIT**

## Pipettes plastique sterilin 0,1ml, -3,0ml, stérile/1

Référence : STE-PS5S1B

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

#### Pipettes plastique Sterilin 0,1ml, -3,0ml, stérile/1

- Pour usage général de laboratoire;
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- Couleur Bleu;
- Longueur 275mm;
- En polystyrène cristal;
- **Graduations:**
  - Précision:  $\pm 1\%$ ;
  - Arrêt de sécurité: coton cardé;
  - Code couleur normalisé sur la pipette;
- **4 conditionnements:** stérile unitaire / emballage papier pelable, stérile unitaire / sachet polyéthylène, stérile multiple par 25 pièces ou par 50 pièces, non stérile en sachet multiple;

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

- Version pointe "courte" pour les manipulations sous hotte;
- Nombre de parties: 2;
- Conditionnement: 4 x 50;
- Condition minimum de vente: 200.

## Conformité et garantie



Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-sterilin/2820-pipettes-plastique-sterilin-0-1ml-3-0ml-sterile-1.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)