


FICHE PRODUIT



Pipette ps sterlin 10 ml sterile unitaire - sachet pelable

Référence : STE-P10S1BP

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes plastique Sterilin 0,1ml, -2,0ml, stérile/1 pelable

- Pour usage général de laboratoire
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose
- Couleur Orange
- Longueur 333mm
- En polystyrène cristal

Graduations:

- noires, nettes et résistantes,
 - négatives,
 - inversées qui permettent un double système de lecture: volume délivré + volume restant;
- Précision: $\pm 1\%$
 - Arrêt de sécurité: coton cardé

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Code couleur normalisé sur la pipette

4 conditionnements:

- stérile unitaire / emballage papier pelable,
 - stérile unitaire / sachet polyéthylène,
 - stérile multiple par 25 pièces ou par 50 pièces,
 - non stérile en sachet multiple;
 - Version pointe "courte" pour les manipulations sous hotte;
- Nombre de parties: 2;
 - Conditionnement: 10 x 50;
 - Condition minimum de vente: 500.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-sterilin/2821-pipette-ps-sterlin-10-ml-sterile-unitaire-sachet-pelable.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com