


FICHE PRODUIT

Pipette ps sterilin 10ml pointe fine stérile unitaire

Référence : STE-P10S1BPF

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes plastique Sterilin 0,1ml, -2,0ml, stérile/1

- Pour usage général de laboratoire
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose
- Couleur Orange
- Longueur 333mm
- En polystyrène cristal

Graduations:

- noires, nettes et résistantes
 - négatives
 - inversées qui permettent un double système de lecture: volume délivré + volume restant
- Précision: $\pm 1\%$
 - Arrêt de sécurité: coton cardé

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Code couleur normalisé sur la pipette

4 conditionnements:

- stérile unitaire / emballage papier pelable
 - stérile unitaire / sachet polyéthylène
 - stérile multiple par 25 pièces ou par 50 pièces
 - non stérile en sachet multiple
- Version pointe fine pour les pipettes 5 et 10ml en conditionnement stérile unitaire / sachet polyéthylène;
 - Nombre de parties: 2
 - Conditionnement: 10 x 50
 - Condition minimum de vente: 500.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-sterilin/2822-pipette-ps-sterilin-10ml-pointe-fine-sterile-unitaire.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com