


FICHE PRODUIT



Pipettes plastique sterilin 0,1 ml, -2,0 ml, stérile/1

Référence : STE-P10S1B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes plastique Sterilin 0,1 ml, -2,0 ml, stérile/1

- Pour usage général de laboratoire.
- Arrêt de sécurité en acétate de cellulose.
- Couleur Orange.
- Longueur 333 mm.
- En polystyrène cristal.

Graduations:

- Noires, nettes et résistantes.
- Négatives.
- Inversées qui permettent un double système de lecture: volume délivré + volume restant.
- Précision: $\pm 1\%$.
- Arrêt de sécurité: coton cardé.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Code couleur normalisé sur la pipette.

4 conditionnements:

- Stérile unitaire / emballage papier pelable.
 - Stérile unitaire / sachet polyéthylène.
 - Stérile multiple par 25 pièces ou par 50 pièces.
 - Non stérile en sachet multiple.
- Version pointe "courte" pour les manipulations sous hotte.
 - Nombre de parties: 2.
 - Conditionnement: 10 x 50.
 - Condition minimum de vente: 500.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**Page produit**<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-sterilin/2823-pipettes-plastique-sterilin-0-1ml-2-0ml-sterile-1.html>**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com