

FICHE PRODUIT



Moniteur LCD couleur MDD, Modèle LMD-171W

Référence : SON-LMD-171W

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Moniteur vidéo LCD couleur de 17,1 pouces

- * Ecran à matrice LCD active a-SI TFT avec panneau de protection double couche à revêtement anti-reflet
- * Haute résolution de 1280 x 768 pixels
- * Panneau LCD WXGA offrant des images d'une luminosité et d'un contraste remarquable et une reproduction fidèle des couleurs
- * Prise en charge des signaux RVB et HD et des signaux PC VGA et SXGA
- * Smart APA (alignement automatique des pixels) pour les entrées PC
- * Montage standard VESA * Taille de balayage sélectionnable pour les entrées vidéo et format de l'image
- * Affichage en 07 langues
- * Conception en deux parties avec regroupement des connecteurs, alimentation et système de traitement vidéo dans une unité distincte (MEU-XW1), offrant une grande flexibilité en terme d'installation du moniteur
- * Dimensions: 434(L) x 294(H) x 67(P).

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/moniteurs-lcd/2825-moniteur-lcd-couleur-mdd-modele-lmd-171w.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com