

FICHE PRODUIT

Pipettes plastique, usage unique, 0,01 ml, -0,2 ml, stérile/1

Référence : SOC-P1S1E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes plastique, usage unique, 0,01ml, -0,2ml, stérile/1

- * Pour usage général de laboratoire;
- * Arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- * Longueur 279mm; * En polystyrène cristal; Graduations:
- * négatives, * inversées, * Précision: $\pm 2\%$;
- * Arrêt de sécurité: coton cardé pour les versions stériles uniquement;
- * Code couleur normalisé sur la pipette; 3 conditionnements:
- * Stérile unitaire / sachet polyéthylène antistatique,
- * stérile multiple par 25 pièces, * en sachet, en vrac;
- * Nombre de partie: 1;
- * Conditionnement: 10 x 100;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

3 conditionnements :

- * Stérile unitaire / sachet polyéthylène antistatique;
- * Stérile multiple par 25 pièces;
- * En sachet, en vrac;

Condition minimum de vente: 1000.

Conformité et garantie**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-usage-unique/2830-pipettes-plastique-usage-unique-0-01ml-0-2ml-sterile-1.html>

**Caractéristiques**

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com