

FICHE PRODUIT



Bouchons coiffants KIMKAP, tube de Ø ext: 17 - 18 mm

Référence : SOC-CCP18

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Bouchons coiffants "KIMKAP", tube de Ø ext: 17 - 18 mm

- En polypropylène.
- Avec ergots de ventilation.
- Autoclavables.
- Couleur naturelle.
- Pour tubes SOC-TEU18, SOC-TCP18150.
- Condition minimum de vente: carton de 1 000 pièces.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/bouchons-coiffants-kimkap/2848-bouchons-coiffants-kimkap-tube-de-a-ext-17-18mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com