

FICHE PRODUIT

Tubes en verre sodocalcique, fond rond, bord droit, 24 ml

Référence : SOC-TEU16M

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Tubes en verre sodocalcique, fond rond, bord droit, 24 ml

- Dimensions (Ø int. x Ø ext. x H.): 14,15 x 15,75 x 158 mm;
- Épaisseur paroi: 0,55 mm;

Condition minimum de vente: carton de 4 barquettes de 250.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/tubes-sodocalciques-bord-droit/2849-tubes-en-verre-sodocalcique-fond-rond-bord-droit-24ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com