

FICHE PRODUIT



Magnétoscope médical S-VHA Mitsubishi

Référence : MIT-HS-MD3000E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Dédiés à l'enregistrement dans les domaines suivants: Ultrason, endoscopie, IRM, CT, scanner...

- * Résolution: 400LTV en SVHS en entrées YC et Composite.
- * Sortie YC et composite.
- * Démarrage rapide de l'enregistrement (fast recording) <0,07 secondes.
- * Nettoyage automatique des têtes.
- * Avance et retour rapide: 120 secondes pour une cassette de 180 minutes
- . * Touches lumineuses en façade.
- * Télécommande filaire R3001 en option.
- * Son 2 canaux HIFI et 1 canal Mono
- . * Dimensions: 270(L) x 366(H) x 125(P)mm.
- * Poids: 6,5kg.
- * Consommation: 240V/ 50Hz/ 0,4A.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/enregistreurs-et-magnetoscopes/2857-magnetoscope-medical-s-vha-mitsubishi.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com