

FICHE PRODUIT

Pipettes ps 10ml stérile unitaire

Référence : SOC-P10S1E

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes plastique, usage unique, 0,2ml, -10,0ml, stérile/1

- * Pour usage général de laboratoire;
- * Arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- * Longueur : 349mm;
- * En polystyrène cristal;
- * Graduations : négatives, inversées;
- * Précision: $\pm 2\%$;
- * Arrêt de sécurité: coton cardé pour les versions stériles uniquement;
- * Code couleur normalisé sur la pipette;
- * Nombre de partie: 2;
- * Conditionnement: 10 x 50;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-usage-unique/2861-pipettes-ps-10ml-sterile-unitaire.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com