

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Pipette ps 10ml non stérile

Référence : SOC-P10VE

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Pipettes plastique, usage unique, 0,1ml, -2,0ml, non stérile

- * Pour usage général de laboratoire;
- * Pas d'arrêt de sécurité en acétate de cellulose;
- * Longueur 333mm;
- * En polystyrène cristal;
- * Graduations: négatives, inversées;
- * Précision: $\pm 2\%$;
- * Arrêt de sécurité: coton cardé pour les versions stériles uniquement;
- * Code couleur normalisé sur la pipette;
- * Nombre de partie: 2;
- * Conditionnement: 16 x 50;

3 conditionnements :

- * Stérile unitaire / sachet polyéthylène antistatique;
- * Stérile multiple par 25 pièces;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

* En sachet, en vrac.

Condition minimum de vente : 50.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-plastique-usage-unique/2864-pipette-ps-10ml-non-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com