

FICHE PRODUIT



Pipettes en verre pyrex 0,1ml, -1,0ml, non stérile

Référence : SOC-PV5V

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Caractéristiques des Pipettes en verre PYREX 0,1ml, -1,0ml, non stérile:

- Longueur: 290mm;
- Graduations: bleues, résistantes, négatives;
- Précision : $\pm 1\%$;
- Version non stérile;
- Conditionnement: 4 x 8 x 30;
- Conditionnement minimum de vente: 240.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/pipettes-en-verre-pyrex/2871-pipettes-en-verre-pyrex-0-1ml-1-0ml-non-sterile.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com