

FICHE PRODUIT



Sachets pour biopsie, en Polyester

Référence : CEL-SBI5030P

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Sachets pour biopsie, en Polyester; * Réduit le risque de perte des biopsies durant la déshydratation et l'inclusion; * Ouverture facile pour la récupération des spécimens; * 2 versions: Treillis mono-filament nylon ou polyester; * Le polyester résiste à l'acide et est utilisable avec des décalcifiants; * Évite les artéfacts possibles dus aux "tissus mousses"; * N'endommage pas les spécimens; * Laisse traverser lentement les différents réactifs; * Dimensions: 50 x 30 mm; * Condition minimum de vente: sachet de 1 000.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/sachets-pour-biopsie/288-sachets-pour-biopsie-en-polyester.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com