


FICHE PRODUIT



Cassette - Histosette 2 pour biopsies

Référence : SPT-HISTO2B

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- DESCRIPTION

Cassettes pour biopsies, ajourées par trous sur toute la surface;

- **HISTOSETTE I:**

Couvercle comportant 3 ergots de sécurité à l'avant et 2 crochets à l'arrière pour une fermeture efficace.

Le couvercle est fixé sur la cassette;

Il doit être séparé de la cassette puis fixé à nouveau après le dépôt de l'échantillon;

-

- **HISTOSETTE II:**

Plage d'identification à 45°;

Permet une manipulation très simple et rapide d'une seule main;

Couvercle fixé sur la cassette pour une fermeture directe;

Conditionnement minimum de vente: Carton de 3 boîtes distributrices de 500 pièces.

On le retrouve en plusieurs couleurs : blanche, rose, verte, jaune, bleue, pêche, tan, grise, lilas, orange, aqua.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Unité mini de vente : 1500

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cassettes-a-inclusion/289-cassette-histosette-2-pour-biopsies.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com