

FICHE PRODUIT

Matelas de radiographie avec housse thermoplastique PVC blanc Matelas 200x60x3cm

Référence : SOC-732206

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Sa couverture en vinyle est lavable et permet de le nettoyer et de le désinfecter facilement.

Dimensions: 200 (L) x 3 (H) x 0,036 (P) cm.**Volume:** 0,036 cm³.**Poids:** 3 kg.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/matelas-radio-transparent/2892-matelas-de-radiographie-200-x-60-x-3-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com