

FICHE PRODUIT



Matelas de radiographie 180 x 60 x 3 cm

Référence : SOC-732186

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Description:

- Sa couverture en vinyle est lavable et permet de le nettoyer et de le désinfecter facilement.

Dimensions: 180 (L) x 3 (H) x 60 (P) cm.

Volume: 0,0324 cm3.

Poids: 2,5 kg.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit


<https://www.socimed.com/matelas-radio-transparent/2893-matelas-de-radiographie-180-x-60-x-3-cm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com