

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Cônes AXYGEN en sac: 1 à 300 µl, pointe coupée (ou droite)

Référence : AXY-T300VMR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes AXYGEN en sac: 1 à 300 µl, pointe coupée (ou droite) Les produits MAXYMum® Recovery AXYGEN permettent: * de récupérer un volume maximum d'échantillon, * de prélever avec un cône RNase / DNase free, Endotoxin free et, * d'éviter la dénaturation de l'ADN double brin. Les cônes AXYGEN en sac sont destinés à tous ceux qui: * utilisent des kits de détection onéreux (diagnostic, agro-alimentaire, recherche...), * souhaitent améliorer leurs rendements (synthèse,...), * manipulent des petits volumes, * manipulent du matériel rare ou précieux... En polypropylène vierge sans colorant, le polypropylène est traité avant le moulage ce qui assure: une excellente reproductibilité lors de la production et un état de surface exceptionnellement lisse. * Cônes AXYGEN en sac de 1 - 300 µl, * pointe coupée (ou droite), * couleur naturelle, * en carton de 10 000, * Condition minimum de vente des cônes AXYGEN en sac: 1 à 300 µl: 1 000.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-axxygen-en-sac/2894-cones-axxygen-en-sac-1-a-300-l-pointe-coupee-ou-droite.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com