

FICHE PRODUIT



Seringues combitips advanced® stérile

Référence : EPP-COMB02PSB

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Eppendorf Combitips advanced Biopur : la distribution répétitive stérile pour vos applications critiques

Les **Eppendorf Combitips advanced Biopur** sont les pointes de distribution originales **stériles** destinées aux distributeurs répéteurs **Multipette** (Repeater). Basées sur le principe du **déplacement positif**, comparable à celui d'une seringue, elles permettent la distribution précise et répétée de volumes identiques tout en garantissant le plus haut niveau de pureté. Le standard Biopur est spécifiquement conçu pour les applications où toute contamination biologique doit être exclue : cultures cellulaires, biologie moléculaire, PCR, tests IVD et préparations sensibles.

Le standard de pureté Biopur : une certification stricte

Contrairement aux Combitips advanced Eppendorf Quality (non stériles) et PCR clean, la qualité **Biopur** fait l'objet d'une certification de pureté renforcée. Chaque lot est contrôlé et garanti :

- **Stérile** : adapté aux manipulations en environnement contrôlé et sous hotte à flux laminaire.
- **Apyrogène** (exempt d'endotoxines) : indispensable pour les cultures cellulaires et les applications biopharmaceutiques.
- **Exempt d'ADN, d'ADNase, d'ARNase et d'ATP** : préserve l'intégrité de vos échantillons

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

d'acides nucléiques.

- **Emballage individuel sous blister** : chaque pointe est protégée jusqu'à son utilisation. Une languette facilite l'ouverture, même avec des gants.

Le principe Combitips : précision et sécurité

- **Déplacement positif** : le piston est en contact direct avec le liquide, sans coussin d'air.
- **Pipetage de haute précision** indépendant de la densité et de la viscosité du liquide (idéal pour les liquides visqueux, volatils ou moussants).
- **Prévention de la contamination par aérosols** grâce au piston hermétique : un pipetage sûr, même pour les substances radioactives et toxiques.
- **Distribution répétée** de volumes identiques en grande série avec la Multipette, pour un gain de temps considérable.

Une évolution à 360° pensée dans les moindres détails

- **Reconnaissance automatique** : la Multipette identifie le Combitip et calcule automatiquement les volumes distribués.
- **Design ergonomique** : la géométrie en entonnoir unique permet une manipulation confortable et sûre, même avec des gants.
- **Code couleur individuel** : identification rapide du volume, visible aussi sur l'emballage.
- **Pointes effilées** (modèles 2,5 - 5 - 10 mL) : vident complètement la plupart des tubes courants pour éviter la perte d'échantillon.
- **Graduation optimisée** : vérification parfaite du volume grâce à une graduation lisible et discrète.

Repères de volume et code couleur

- 0,1 mL - Blanc
- 0,2 mL - Bleu clair
- 0,5 mL - Violet
- 1 mL - Jaune
- 2,5 mL - Vert
- 5 mL - Bleu
- 10 mL - Orange
- 25 mL - Rouge
- 50 mL - Gris clair

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Compatibilité

Les Combitips advanced Biopur sont optimisés pour l'ensemble des modèles de Multipette : **Multipette 4780, Multipette plus, Multipette stream et Multipette Xstream**. Ils sont également compatibles avec les tubes de laboratoire courants (Eppendorf Safe-Lock, tubes coniques 15 et 50 mL, Deepwell Plates). Des adaptateurs 25 mL et 50 mL sont disponibles pour les

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-combitips-plus/2899-seringues-combitips-plus-sterile-0-2ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
seringue_capacite - 0,1 ml	EPP-COMB02PSB0	
seringue_capacite - 0,2 ml	EPP-COMB02PSB1	
seringue_capacite - 0,5 ml	EPP-COMB02PSB2	
seringue_capacite - 1 ml	EPP-COMB02PSB3	
seringue_capacite - 2,5 ml	EPP-COMB02PSB4	
seringue_capacite - 5 ml	EPP-COMB02PSB5	
seringue_capacite - 10 ml	EPP-COMB02PSB6	
seringue_capacite - 25 ml	EPP-COMB02PSB7	
seringue_capacite - 50 ml	EPP-COMB02PSB8	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com