

FICHE PRODUIT

Écouvillon double COPAN - amiès liquide - plastique

Référence : COP-MAL-ETP2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Écouvillon double constitué d'un milieu de transport: le milieu amiès liquide (composé de Chlorure de Sodium, Chlorure de Potassium, Chlorure de Calcium, Chlorure de Magnésium. Phosphate mono-potassique, Phosphate disodique, Thioglycolate de sodium, Eau distillée) et de deux écouvillons de tige en plastique et de bouton en viscosse. * Couleur du bouchon: Rouge. * Emballage: sachet pelable unitaire permettant une conservation optimale des milieux avant ouverture du sachet et protégeant les milieux de transport de la lumière, de l'oxygène et de l'humidité. * Stérile. * Nature du milieu, numéro de lot et date de péremption inscrits sur chaque sachet. * Conditionnement: par carton de 10 sachets de 50 pièces. * Condition minimum de vente: sachet de 50 pièces.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/ecouvillons-et-milieux-de-transport/290-ecouvillon-double-copan-amies-liquide-plastique.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com