

FICHE PRODUIT

Seringues Combitips advanced 0,1 mL PCR Clean (boîte de 100)

Référence : EPP-COMB05PSB

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Eppendorf Combitips advanced 0,1 mL PCR Clean : la précision pour la biologie moléculaire

La **pointe de distribution Eppendorf Combitips advanced 0,1 mL** en qualité **PCR Clean** est la plus petite référence de la gamme Combitips advanced, dédiée aux distributeurs répétiteurs **Multipette** (Repeater). Elle permet la distribution précise et répétée de très petits volumes, tout en garantissant un niveau de pureté adapté aux applications d'amplification par PCR et de biologie moléculaire. Repère de code couleur : **blanc**.

Le principe Combitips : précision et sécurité

- **Déplacement positif** : le piston est en contact direct avec le liquide, sans coussin d'air, pour une précision constante.
- **Pipetage de haute précision** indépendant de la densité et de la viscosité du liquide (idéal pour les liquides visqueux, volatils ou moussants).
- **Prévention de la contamination par aérosols** grâce au piston hermétique : un pipetage sûr, même pour les substances radioactives et toxiques.
- **Distribution répétée** de volumes identiques en grande série avec la Multipette, pour un gain de temps considérable.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Qualité PCR Clean : une pureté certifiée

La certification **PCR Clean** d'Eppendorf garantit une pointe :

- **Sans DNase**
- **Sans RNase**
- **Exempte d'ADN humain**
- **Sans inhibiteurs de PCR**

Ce niveau de pureté préserve l'intégrité de vos échantillons d'acides nucléiques et sécurise vos réactions d'amplification, sans nécessiter la stérilité complète de la gamme Biopur.

Un design pensé dans les moindres détails

- **Forme en entonnoir** : manipulation confortable et sûre, même avec des gants.
- **Reconnaissance automatique** : la Multipette identifie le Combitip et calcule automatiquement les volumes distribués.
- **Code couleur individuel** : identification rapide du volume, visible aussi sur l'emballage.
- **Graduation optimisée** : vérification parfaite du volume grâce à une graduation lisible et discrète.

Caractéristiques techniques

- **Volume** : 0,1 mL
- **Qualité / pureté** : PCR Clean (sans ADNase, ARNase, ADN humain ni inhibiteurs de PCR)
- **Code couleur** : blanc
- **Conditionnement** : 4 sachets refermables de 25 pièces, soit 100 pointes
- **Référence fabricant Eppendorf** : 0030089766
- **Compatibilité** : Multipette 4780, Multipette plus, Multipette stream et Multipette Xstream (Repeater)

Quelle qualité choisir : PCR Clean, Biopur ou Eppendorf Quality ?

La qualité **PCR Clean** (sans ADNase, ARNase, ADN humain et inhibiteurs de PCR) convient aux amplifications par PCR et à la biologie moléculaire courante. La qualité **Biopur**, en plus de ces garanties, est **stérile, apyrogène et exempt d'ATP** pour les cultures cellulaires et applications IVD critiques. La qualité **Eppendorf Quality** (standard, non stérile) est destinée aux applications de routine. Notre équipe vous conseille sur la version la plus adaptée à votre protocole.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

SOCIMED, votre fournisseur de consommables de laboratoire

SOCIMED distribue les pointes de distribution Eppendorf Combitips advanced auprès des laboratoires, hôpitaux, cliniques et centres de recherche en France, en Belgique et en Afrique francophone. Contactez notre équipe pour un devis personnalisé ou pour identifier la référence adaptée à votre Multipette.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-combitips-plus/2901-seringues-combitips-plus-steriles-0-5ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
seringue_capacite - 0,1 ml	EPP-COMB05PSB0	
seringue_capacite - 0,2 ml	EPP-COMB05PSB1	
seringue_capacite - 0,5 ml	EPP-COMB05PSB2	
seringue_capacite - 1 ml	EPP-COMB05PSB3	
seringue_capacite - 2,5 ml	EPP-COMB05PSB4	
seringue_capacite - 5 ml	EPP-COMB05PSB5	
seringue_capacite - 10 ml	EPP-COMB05PSB6	
seringue_capacite - 25 ml	EPP-COMB05PSB7	
seringue_capacite - 50 ml	EPP-COMB05PSB8	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com