

FICHE PRODUIT

Adaptateur pour seringues Eppendorf

Référence : EPP-COMB1PSB

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

- Adaptateur non stérile pour seringues Eppendorf Combitips® Advanced Application - Manipulation des liquides

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-combitips-plus/2903-seringues-combitips-plus-sterile-1ml.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Déclinaisons

Désignation	Référence :	EAN13 :
seringue_capacite - 25 ml	EPP-COMB1PSB0	
seringue_capacite - 50 ml	EPP-COMB1PSB1	

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com