

FICHE PRODUIT

Dispositif à lumière froide halogène, Modèle HL 150

Référence : RIE-6300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

La lumière froide écarte le risque d'un réchauffement indésirable des tissus du patient. En même temps, un éclairage précis est indispensable lors des examens.

Les projecteurs à lumière froide sont des sources de lumières polyvalentes offrant des avantages de taille: la performance lumineuse des projecteurs à lumière froide peut être modulée en continu à l'aide d'un variateur ou bien d'un clavier à membrane (en fonction du modèle).

La température de couleur ne s'en trouve jamais influencée. Source de lumière universelle et puissante destinée à toutes les applications.

Spécifications:

- Dimensions: (l) 175 x (h) 82,5 x (p) 202 mm.
- Classe de protection BF.
- Poids: 3,5 kg.
- Prise de conducteur de lumière: type standard Storz, interchangeable.
- Lampe: halogène, 15 V, 150 W.
- Température de couleur: 3 600° K.
- Régulation de la lumière: en continu, à l'aide d'un variateur, à température de lumière constante et à illumination uniforme des fibres.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Puissance consommée: 170 W.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/projecteurs-de-lumiere-froide/291-dispositif-a-lumiere-froide-halogene-modele-hl-150.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com