

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Etrier

Référence : SOC-VAR-COM1000

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

L'**Etrier** permet une mesure aisée de l'épaisseur du patient.

- Son échelle métrique est de 0 à 43cm.
- Dimensions: 49(L) x 3(H) 29(P) cm
- Volume: 0,0043 cm³
- Poids: 0,39 kg

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/marquage-et-mesure-de-films/2910-etrier.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com