

FICHE PRODUIT

Table de réanimation, Modèle HKN-2001

Référence : SOC-HKN-2001

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

La table de réanimation modèle HKN-2001, permet de réaliser des soins indispensables au bébé, en autorisant un accès permanent à toutes les parties de son corps, sans que le bébé ne risque de se refroidir. L'équipe médicale peut le soigner, effectuer des gestes d'urgence si nécessaire et le surveiller à tout moment.

Elle est constituée d'un plan sur lequel est posé le matelas, surplombé par une rampe chauffante.

Caractéristiques de la table de réanimation, Modèle HKN-2001 :

Il est commandé par micro-ordinateur et le réglage de la température se fait automatiquement ou manuellement (en option).

Les lampes chauffantes en céramique placées sur l'avant et le dos du radiateur fournissent uniformément la lumière pour le lit entier.

Le matelas colloïdal chauffant est doux et confortable, la température étant réglable.

L'écran d'affichage à cristaux liquides du panneau d'opération tactile peut indiquer des informations telles que:

- La température d'ensemble ;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

-
- La température de peau de l'abdomen du bébé ou de l'enfant en bas âge ;
 - La température des membres ;
 - La température de la surface du lit ;
 - La période de traitement de l'ictère ;
 - Le temps de travail du dispositif ;
 - La puissance de chauffage ;
 - Les différentes alarmes ; etc...

L'inclinaison du lit est ajustable électriquement, et peut stocker comme information la variation de la température de peau et de la température du lit.

Il est équipé d'un système lumineux qui permet la projection et l'observation de la lumière molle de nuit.

CONFIGURATION STANDARD :

- Boîte radiante contenant:
- 2 lampes de chauffage
- 2 lampes d'observation
- 2 lampes phytothérapiques
- Contrôleur de température
- Sonde de température de peau (1,2)
- Lit infantile (avec glaces organiques)
- Matelas colloïdal de chauffage
- Étagère, plateau, tiroir et stand élévateur.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/292-table-de-reanimation-modele-hkn-2001.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com