

FICHE PRODUIT

Dispenser calibrex modèles 520, 10ml

Référence : SRX-DPF52010

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

DISPENSER CALIBREX modèles 520, 10ml;

Livré avec raccords pour flacons de diamètres 28, 32, 40 et 45 mm, sans flacon;

Démontage facile pour un nettoyage rapide et aisé;

Embout de distribution pivotant sur 360°, ce qui permet une lecture du volume face à l'utilisateur;

Plage de volume distribué: 1 - 10ml;

Incrément: 0,25ml.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/dispenser-calibrex/2924-dispenser-calibrex-modeles-520-10ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com