

FICHE PRODUIT

Dispenser calibrex modèles 521, 100ml

Référence : SRX-DPF100

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

DISPENSER CALIBREX modèles 521, 100ml;

- 6 modèles de 2 à 100 ml, permettant de distribuer de 0,25 à 100 ml;
- Réglage du volume par système Solid calibration
- Affichage digital des volumes;
- Excellente résistance chimique et mécanique;
- Autoclavable à 121 °C sans démontage;
- Montage direct sur les flacons de réactifs (col à vis ou rodés) ce qui élimine les transvasements dangereux;
- Livré avec raccords pour flacons de diamètres 28, 32, 40 et 45 mm, sans flacon;
- Démontage facile pour un nettoyage rapide et aisé;
- Embout de distribution pivotant sur 360°, ce qui permet une lecture du volume face à l'utilisateur;
- Plage de volume distribué: 10 - 100ml;
- Incrément: 1ml.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/dispenser-calibrex/2927-dispenser-calibrex-modeles-521-100ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

Photos du produit

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com