

FICHE PRODUIT



Rallonge de distribution en ptfe

Référence : SRX-SRD

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Rallonge de distribution en PTFE;

- Longueur 1 m avec raccord à vis pouvant être monté à la place du bec verseur sur Dispensers 2 à 20 ml.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/dispenser-calibrex/2928-rallonge-de-distribution-en-ptfe.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com