

FICHE PRODUIT



Flacons en verre brun gainé polyéthylène (pe) 500ml

Référence : SRX-SFPE500

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Flacons en verre brun gainé polyéthylène (PE) 500ml;

- Livrés avec bouchon à vis;
- Forme carrée;
- à externe: 32.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/dispenser-calibrex/2933-flacons-en-verre-brun-gaine-polyethylene-pe-500ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com