

**FICHE PRODUIT**



## Flacons en verre brun gainé polyéthylène (PE) 2 500 ml

Référence : SRX-SFPE2500

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

### Flacons en verre brun gainé polyéthylène (PE) 2 500 ml;

- Livrés avec bouchon à vis;
- Forme carrée;
- Ø externe: 45.

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### **SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/dispenser-calibrex/2935-flacons-en-verre-brun-gaine-polyethylene-pe-2500ml.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
[fr.quotations@socimed.com](mailto:fr.quotations@socimed.com)