

FICHE PRODUIT



DISPENSER ACUREX 1 000 ml

Référence : SRX-DA5L

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

DISPENSER ACUREX 1 000 ml; Distributeur monté sur flacon rond, ambré à col rodé;

- Gamme de 4 modèles permettant de distribuer de 0,2 à 30 ml;
- Toutes les parties fragiles sont protégées à l'intérieur du flacon;
- Ligne surbaissée autorisant le stockage au réfrigérateur;
- Les pièces en contact avec le réactif sont en verre, téflon ou rubis évitant la corrosion et le grippage du piston;
- Autoclavable à 121 °C, sans démontage;
- Volume délivré: 0,4 à 5 ml;
- Graduation: 0,2 ml;

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/dispenser-acurex/2943-dispenser-acurex-1000ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com