

FICHE PRODUIT

Seringues distributrices 0,3 à 2 ml

Référence : SRX-SDS2

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Séringues distributrices 0,3 à 2 ml; à volumes réglables; Avec poignée revolver;

- Graduation: 0,1 ml
- Forme anatomique limitant la fatigue
- Chaque seringue est fournie avec un tuyau d'alimentation, des canules et accessoires
- Cylindre gradué en verre, interchangeable, avec protection en PVC
- Embout Luer Lock
- Autoclavable sans démontage à 121 °C

Applications:

- Distribution répétitive jusqu'à 20 ml
- Distribution de gélose liquide en boîte de pétri
- Filtration stérilisante de solution
- Vaccinations de petits animaux de laboratoire

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-distributrices/2947-seringues-distributrices-0-3-a-2ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com