

FICHE PRODUIT



Seringues distributrices 1 à 10 ml

Référence : SRX-SDS10

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Seringues distributrices 1 à 10 ml; à volumes réglables;

- Avec poignée revolver.
- Graduation: 1 ml.
- Forme anatomique limitant la fatigue.
- Chaque seringue est fournie avec un tuyau d'alimentation, des canules et accessoires.
- Cylindre gradué en verre, interchangeable, avec protection en PVC.
- Embout Luer Lock.
- Autoclavable sans démontage à 121 °C.

Applications:

- Distribution répétitive jusqu'à 20 ml.
- Distribution de gélose liquide en boîte de pétri.
- Filtration stérilisante de solution.
- Vaccinations de petits animaux de laboratoire.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-distributrices/2949-seringues-distributrices-1-a-10ml.html>

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com