

**FICHE PRODUIT**

## Seringues distributrices 5 à 20 ml

Référence : SRX-SDS20

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

#### **Seringues distributrices 5 à 20 ml; à volumes réglables; Avec poignée revolver;**

- Graduation: 1 ml
- Forme anatomique limitant la fatigue
- Chaque seringue est fournie avec un tuyau d'alimentation, des canules et accessoires
- Cylindre gradué en verre, interchangeable, avec protection en PVC
- Embout Luer Lock
- Autoclavable sans démontage à 121 °C

#### **Applications:**

- Distribution répétitive jusqu'à 20 ml
- Distribution de gélose liquide en boîte de pétri
- Filtration stérilisante de solution
- Vaccinations de petits animaux de laboratoire

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

## Page produit

<https://www.socimed.com/seringues-distributrices/2950-seringues-distributrices-5-a-20ml.html>

## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)

95520 OSNY FRANCE

Tél. : +33(0)1 55 93 12 57

fr.quotations@socimed.com