

FICHE PRODUIT



Portoir single pour micropipettes Gilson

Référence : GIL-F161406

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Portoirs single

Compatibles pour tous modèles de micropipettes Gilson.

Portoir pour 1 pipette Gilson. Se colle sur toute surface lisse et sèche ou se fixe au mur à l'aide de vis.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/accessoires-micropipettes/2961-portoirs-single.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com