

FICHE PRODUIT

Cônes clinitips en rack: 1000-5000µl, pointe coupée (ou droit)

Référence : LAB-C5MLLABR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes CLINITIPS en rack: 1000 - 5000µl, pointe coupée (ou droite)

- en polypropylène de couleur naturelle, exempt de cadmium,
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min,
- Disponibles en: rack pré-rempli, rack + recharge: système UNIBOX,
- Adaptable sur les micropipettes,
- Type de collerette Labsystems,
- en carton de 4 racks de 50,

Condition minimum de vente: 200 cônes.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-clinitips-en-rack/2976-cones-clinitips-en-rack-1000-5000-l-pointe-coupee-ou-droit.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com