

FICHE PRODUIT

Cônes clinitips en rack: 1000-5000µl, pointe coupée (ou droit)

Référence : GIL-C5MLGILR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes CLINITIPS en rack: 1000 - 5000µl, pointe coupée (ou droite) * en polypropylène de couleur naturelle, exempt de cadmium, * Autoclavable à 121°C pendant 20 min, Disponibles en: * rack pré-rempli, * rack + recharge: système UNIBOX, * Adaptable sur les micropipettes, * Type de collerette Gilson, * en carton de 4 racks de 50, * condition minimum de vente: 250 cônes.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-clinitips-en-rack/2978-cones-clinitips-en-rack-1000-5000-l-pointe-coupee-ou-droit.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com