

FICHE PRODUIT



Cône Long Naturel 0,5 à 10µl Type Gilson en rack de 96

Référence : GIL-CC10LGR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes CLINITIPS en rack: 0,5 - 10µl, pointe coupée (ou droite)

- * en polypropylène de couleur naturelle, exempt de cadmium,
 - * Autoclavable à 121°C pendant 20 min,
- Disponibles en: rack pré-rempli, rack + recharge: système UNIBOX,
- * Adaptable sur les micropipettes,
 - * Type de collerette Gilson,
 - * en carton de 10 racks de 96,
 - * condition minimum de vente: 960 cônes.

Conformité et garantie



Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-clinitips-en-rack/2981-cone-long-naturel-0-5-a-10ul-type-gilson-en-rack-de-96.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com