

**FICHE PRODUIT**



## Cône 1 a 5ml Type Finntip-SAC de 250

Référence : LAB-C5MLLAB

### Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

## Description du produit

Cônes CLINITIPS en vrac: 1000 - 5000µl, pointe coupée (ou droite)

- En polypropylène de couleur naturelle, exempt de cadmium,
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min,
- Disponibles en sachet polyéthylène (vrac),
- Adaptable sur les micropipettes,
- Type de collerette Labsystems,
- en carton de 8 sacs de 250,

Condition minimum de vente: 250 cônes.

## Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

### Garantie

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

### SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/cones-clinitips-en-vrac/2982-cone-1-a-5ml-type-finntip-sac-de-250.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com