

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Cônes oxygène 10µl Maxymum Recovery - Sac de 1000

Référence : AXY-T10GVMR

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes oxygène en sac: 0,5 à 10µl, pointe coupée (ou droite) * Les produits MAXYMum® Recovery AXYGEN permettent: * de récupérer un volume maximum d'échantillon, * de prélever avec un cône RNase / DNase free, Endotoxin free et, * d'éviter la dénaturation de l'ADN double brin. Les cônes oxygène en sac sont destinés à tous ceux qui: * utilisent des kits de détection onéreux (diagnostic, agro-alimentaire, recherche...), * souhaitent améliorer leurs rendements (synthèse,...), * manipulent des petits volumes, * manipulent du matériel rare ou précieux... En polypropylène vierge sans colorant, le polypropylène est traité avant le moulage ce qui assure: une excellente reproductibilité lors de la production et un état de surface exceptionnellement lisse. * Cône AXYGEN en sac de 0,5 à 10µl, * pointe coupée (ou droite), * couleur naturelle, * en carton de 20000, * Condition minimum de vente des cônes oxygène en sac: 0,5 à 10µl: 1000.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-axxygen-en-sac/2987-cones-axxygen-10-l-maxymum-recovery-sac-de-1000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com