


FICHE PRODUIT



Cônes clinitips en vrac: 5 - 200µl, pointe coupée (ou droite)

Référence : GIL-CJ200G

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes CLINITIPS en vrac: 5 - 200µl, pointe coupée (ou droite)

- * en polypropylène de couleur jaune, exempt de cadmium,
- * Autoclavable à 121°C pendant 20 min,
- * Disponibles en sachet polyéthylène (vrac),
- * Adaptable sur les micropipettes,
- * Type de collerette Gilson,
- * en carton de 25 sacs de 1000,
- * condition minimum de vente: 1000 cônes.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-clinitips-en-vrac/2988-cones-clinitips-en-vrac-5-200-l-pointe-coupee-ou-droite.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com