

FICHE PRODUIT



Curettes inox pour dermatologie - diamètre: 6 mm

Référence : SOC-CURETTE6

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Caractéristiques de la Curette inox pour dermatologie:

- Curette fine, pleine, petit manche.
- Longueur: 150 mm.
- Diamètre: 6 mm.

Conformité et garantie

CE

Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/curettes-en-inox/299-curettes-inox-pour-dermatologie-diametre-6-mm.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com