

FICHE PRODUIT

Visuel non disponible

Cône Naturel Gradue 5-300ul -Sac de 1000

Référence : LAB-CN300

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

Description du produit

Cônes CLINITIPS en vrac: 5 - 300µl, pointe coupée (ou droite)

- En polypropylène de couleur naturelle, exempt de cadmium.
- Autoclavable à 121°C pendant 20 min,
- Disponibles en sachet polyéthylène (vrac),
- Adaptable sur les micropipettes,
- Type de collerette Labsystems,
- En carton de 20 sacs de 1000,

Condition minimum de vente: 1000 cônes.

Conformité et garantie

**Garantie**

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/cones-clinitips-en-vrac/2990-cone-naturel-gradue-5-300ul-sac-de-1000.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	0

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com