

FICHE PRODUIT

Agitateur de pipettes 8 places PS-8B

Référence : SOC-PS8B

Description du produit

L'agitateur de pipettes 8 places modèle PS-8B a une vitesse réglable. C'est un modèle économique adapté aux laboratoires d'analyses et scolaires. * Capacité 8 places * Poids net 1,1 kg * Minuteur N/A * Dimensions(mm) 175 x 160 x 90 mm * Normes de l'agitateur de pipettes ISO 9001, CE, FDA, GMP

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/materiel-medical-professionnel-les-categories/2992-agitateur-de-pipettes-8-places-ps-8b.html>**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com