

FICHE PRODUIT



Aspirateur chirurgical, Modèle HOSPIVAC 350, 2 x 2 000 ML

Référence : SOC-410356

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Aspirateur chirurgical, Modèle HOSPIVAC 350, 2 x 2 000 ML

Description

- Fonctionne en continu sur du 230V ~ 50 Hz
- Utilisé pour les aspirations par voies nasales, trachéales, buccales chez adultes et enfants.
- Équipé de 4 roues antistatiques équipées d'un système de freinage.
- Grande mobilité, y compris aussi dans les salles d'opération.
- Grâce à ces caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins postopératoires à domicile
- Équipé d'un régulateur d'aspiration, d'un indicateur de vide à l'avant.
- 2 bouches de 2000 ml en polycarbonate et auto lavables.
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.

Spécifications techniques :

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- **Débit** : 60 L/min;
- **Puissance** : 230 VA;
- **Dépression maximale** : -0.90bar -90kPa -675mmHg;
- **Poids** : 13 kg;
- **Dimensions** : 46 x 85 x 42 cm;
- **Diamètre du tube** : 10-11-12 mm;
- **Fonctionnement** : Continu.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/2993-aspirateur-chirurgical-modele-hospivac-350-2-x-2000ml.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com