

FICHE PRODUIT



Aspirateur électrique portable ASKIR-30, 1 000 ml

Référence : SOC-310100-02

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

• Spécifications techniques

Grâce à ses caractéristiques, il est adapté pour une utilisation sur patients trachéotomisés, en cas d'opération mini-invasive, et des soins post-opératoires à domicile.

- Manomètre de contrôle, molette de réglage de l'intensité d'aspiration, 1 seul bouton de mise en marche
- Bocal autoclavable: 1 000 ml en polycarbonate
- Fait de matière plastique, fortement résistante à la chaleur, et électriquement isolée conformément aux dernières normes de la communauté européenne.
- Débit : 40 L / min
- Puissance : 107 VA
- Dépression maximale : -0.80bar - 80 kPa -600 mmHg
- Flacon de 1 000 ml
- Cons. : 140 W.
- Autonomie des batteries : 45 min

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Temps de recharge : 120 à 150 min
- Poids : 3,6 kg
- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm
- Diamètre du cordon : 8 - 9 - 10 mm
- Normes CEI 62/5 - IEC /601

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/aspirateurs-chirurgicaux/2995-aspirateur-electrique-portable-askir-30-1000ml.html>




Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com