

FICHE PRODUIT

Chariot élévateur avec porte-cercueils, Modèle CHAR011

Référence : SOC-CHAR011

Points forts

- délais : 48 heures
- Garantie : 1

Description du produit

Le **chariot élévateur inox 304L** est conçu pour répondre aux besoins les plus exigeants en salle technique ou en cellule réfrigérée. Il permet non seulement de positionner les corps en hauteur, mais aussi d'effectuer les soins sans nécessiter une table d'autopsie dédiée, grâce à ses **rails inclinables**.

Les deux rails sont équipés d'une **butée de fin de course** et d'un **système de verrouillage** des civières pour garantir stabilité et sécurité. Le guidage est optimisé par des bords inclinés, assurant un glissement fluide.

Un **vérin électrique puissant** soulève la structure jusqu'à 2,00 m. Il est alimenté par une **batterie rechargeable étanche**, légère, capable d'assurer jusqu'à **100 cycles complets** (montée + descente) pour une charge maximale de **220 kg** par cycle.

Côté sécurité, le chariot est équipé d'un **voyant de charge**, d'un **arrêt d'urgence**, ainsi que d'un **dispositif manuel de descente en cas de test de batterie ou d'oubli de recharge** (actionnable avec un outil fin). Vous commandez la montée ou la descente via une **télécommande embarquée**.

Pour la mobilité, quatre roues pivotantes de **100 mm** de diamètre sont installées, dont deux avec **frein** pour immobiliser l'unité lors des opérations verticales.

Dimensions techniques :**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

- Longueur : 2000 mm
- Largeur : 635 mm
- Hauteur variable : de 330 mm à 2000 mm (double portée)
- Poids : 80 kg

Ce chariot est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'ensemble de notre gamme — civières, cellules réfrigérées, etc. Vous avez aussi la possibilité de **personnaliser le chariot sur-mesure** selon vos équipements et contraintes d'installation.

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.

Page produit

<https://www.socimed.com/chariots/3-chariot-elevateur-avec-porte-cercueils-modele-char011.html>



Caractéristiques

Caractéristique	Valeur
delais	48 heures
Garantie	1

SOCIMED SARL


9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Documents associés

- Chariot élévateur

Documents téléchargeables sur la page produit.

Photos du produit



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com