


**FICHE PRODUIT**

## Cônes AXYGEN, en rack: 1 - 200 µl, pointe biseautée

Référence : AXY-T200RMR

**Points forts**

- délais : 48 heures
- Garantie : 0

### Description du produit

Cônes AXYGEN, en rack: 1 - 200 µl, pointe biseautée \* Les produits MAXYMum® Recovery AXYGEN permettent: \* de récupérer un volume maximum d'échantillon, \* de prélever avec un cône RNase / DNase free, Endotoxin free et, \* d'éviter la dénaturation de l'ADN double brin. Les cônes AXYGEN en rack sont destinés à tous ceux qui: \* utilisent des kits de détection onéreux (diagnostic, agro-alimentaire, recherche...), \* souhaitent améliorer leurs rendements (synthèse,...), \* manipulent des petits volumes, \* manipulent du matériel rare ou précieux... En polypropylène vierge sans colorant, le polypropylène est traité avant le moulage ce qui assure: une excellente reproductibilité lors de la production et un état de surface exceptionnellement lisse. \* Cônes AXYGEN en rack de 1 à 200 µl, \* pointe biseautée, \* version non stérile, \* couleur naturelle, \* en carton de 4 800, \* Condition minimum de vente des cônes AXYGEN en rack: 10 racks de 96.

### Conformité et garantie

**CE**

Marquage CE

**Garantie**

Garantie 2 ans

**Informations réglementaires :** Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com

## Page produit

<https://www.socimed.com/cones-axxygen-en-rack/3000-cones-axxygen-en-rack-1-200-l-pointe-biseautee.html>



## Caractéristiques

| Caractéristique | Valeur    |
|-----------------|-----------|
| delais          | 48 heures |
| Garantie        | 0         |

**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)  
95520 OSNY FRANCE  
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57  
fr.quotations@socimed.com