

FICHE PRODUIT

Agitateur orbital 10 - 400 RPM Ref VRN480

Référence : SOC-VRN480

Description du produit

Agitateur orbital 10 - 400 RPM Ref VRN480 * Dimensions externes: 300 x 400 x 215 mm. * Dimension du plateau: 278 x 418 mm. * Plage de vitesse: 10 à 400 rpm. * Ø de l'orbite d'agitation: 25,4 mm. * Charge à 100 rpm: 27 kg. * Vitesse d'agitation variable de 75 à 250 rpm (sauf pour le modèle VRN-480). * L'agitateur orbital donne la possibilité de fixer la vitesse d'agitation à 130 rpm ou tout autre valeur fixée pouvant aussi être ajustable. * L'utilisation peut être en mode continu ou intermittent. * Il a une parfaite stabilité grâce à des supports anti-dérapants. * Normes de l'agitateur orbital: ISO 9001, CE, FDA, GMP

Conformité et garantie



Marquage CE

Garantie

Garantie 2 ans

Informations réglementaires : Dispositif médical : vérifier la notice, l'étiquetage et la déclaration UE de conformité avant utilisation.**SOCIMED SARL**

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com

Page produit

<https://www.socimed.com/agitateur-orbital/3004-agitateur-orbital-10-400-rpm-ref-vrn480.html>



SOCIMED SARL

9, Chaussée Jules César (Bâtiment 01 Porte 106)
95520 OSNY FRANCE
Tél. : +33(0)1 55 93 12 57
fr.quotations@socimed.com